

Détatouage à la lumière pulsée

La lumière pulsée va fragmenter les particules de pigments qui seront ensuite éliminées naturellement par l'organisme.

Le nombre de séances nécessaires ne peuvent pas être défini à l'avance, cela dépendra de la nature de pigment ainsi que la profondeur à laquelle il a été implanté.

Un test est réalisé afin de déterminer si le pigment comprend du dioxyde de titane, si cela est le cas le pigment foncera et la séance ne sera pas réalisée. Il est possible d'effacer qu'une couleur après l'autre. La seconde couleur sera effacée lors de la prochaine séance.

Les séances seront espacées de 4 à 6 semaines.

Contre indications

Bronzage récent inférieur à 1 mois
Médicament photosensibilisant et antibiotique
Tatouage récent
Grossesse allaitement
Diabète
Maladie cardiaque, épilepsie
Cancer
Dysfonctionnement hépatique
Prise élevée de paracétamol
Anticoagulant

Post soin

- Sensation de pivotement pendant la séance non douloureuse
- Possible rougeur passagère
- Possible Démangeaison passagère
- Appliquer une crème solaire pendant 1 mois
- Arrêter vit. E, rétinol, acide glycolique
- Pas de glace
- Maquillage possible dès le lendemain
- Possible dépigmentation passagère des poils sur la zone traitée

Nom et prénom :	Prestation réalisée :
Téléphone :	Pigment utilisé :
Pour accord, à	Prix TTC :
le	Prestation réalisée par :
Signature Client	Signature Prestataire